## vplyv rozpúšťadla

- vplyv vlastných iónov
  - zníženie rozpustnosti zrazeniny
  - využíva sa pri zrážaní, kedy zvyšovaním koncentrácie jedného iónu v roztoku (využitím vhodnej soli), znížime rozpustnosť iného iónu (ión, ktorý chceme z roztoku vylúčiť), čím sa tento ión vylúči v podobe zrazeniny, ktorej súčin rozpustnosti sa prekročí ako prvý
    - napr. pridávanie KCl do roztoku AgCl  $K_{S_{AgCl}}=10^{-10}=[Ag^+][Cl^-]$   $[Ag^+]=[Cl^-]=10^{-5}$  po pridaní 1M KCl: (súčin rozpustnosti AgCl je stále konštantný)  $[Ag^+][Cl^-]=10^{-10} \qquad [Ag^+]. \ 1=10^{-10} \qquad [Ag^+]=10^{-10}$
- o vplyv cudzích iónov
  - zvýšenie rozpustnosti zrazeniny
    - koncentrácia solí v roztoku ovplyvní I (iónovú silu), s ňou sa menia γ (klesajú), čo má za následok zvýšenie rozpustnosti
- maskovanie pri zrážaní požívajú sa maskovacie činidlá (pevne viažu, a tým maskujú neželaný ión)

## 4. Komplexotvorné reakcie

- $M + nL \rightarrow ML_n$ 
  - o n koordinančné číslo
  - M centrálny atóm (kov)
  - L ligand
- elektroneutrálne cheláty (centrálny atóm je viazaný v kruhu)
  - o málo rozpustné vo vode
  - o napr. kyselina etyléndiammintetraoctová (edta)

$$HOOC - CH_2$$
 $\overline{N} - CH_2 - CH_2 - \overline{N}$ 
 $CH_2 - COOH$ 
 $CH_2 - COOH$ 

- konštanta stability
  - o vyjadruje stabilitu celého komplexu

$$\circ \quad \boldsymbol{\beta_n} = \frac{[ML_n]}{[M][L]^n}$$

keďže sa jedná o konzekutívnu (postupnú) reakciu:

$$\begin{array}{ll} \circ & M+L \to ML & k_1 = \frac{[ML]}{[M][L]} & \text{(parciálne konštanty stability)} \\ \circ & ML+L \to ML_2 & k_2 = \frac{[ML_2]}{[ML][L]} \\ \circ & ML_{n-1} + L \to ML_n & k_n = \frac{[ML_n]}{[ML_{n-1}][L]} \end{array}$$

- $\circ$  celková konštanta stability:  $\beta_n = k_1, k_2, \dots, k_n$ 
  - čím je hodnota  $\beta_n$  väčšia, tým je komplex stabilnejší, a potom [M] v roztoku je malá
    - vyjadrenie cez:  $pM = -\log[M]$
  - pH má výrazný vplyv na stabilitu komplexov, keďže L sa správa ako zásada

- využitie:
  - o na dôkaz iónov (dôkazové reakcie)
  - maskovacie reakcie (eliminácia vplyvu nežiaducich iónov)
  - o pri stanovení analytov (v komplexometrii)

## Chemická analýza a jej schéma

- má 4 fázy:
  - odber a úprava vzorky
  - separácia (izolácia látky/analytu)
  - o dôkaz a stanovenie
  - o spracovanie výsledkov (štatistika)

#### Odber vzorky

- správny výsledok analýzy možno dosiahnuť len z priemernej vzorky
  - o vzorky odoberáme z rôznych miest a môžu byť s, l, g
  - pre pevnú vzorku napr. navŕtanie dier (piliny), zomletie (v mlyne, trecej miske),
     krížové delenie (kvartovanie), preosievanie, drvenie



(kvartovanie – vzorky na protiľahlých stranách sa spoja)

- pevná vzorka sa odoberá do papierových vrecúšok, sklených prachovníc
- kvapalná vzorka sa odoberá do zábrusných fliaš, vždy z viacerých miest, a premieša
   sa
- plynná vzorka sa odoberá pomocou vzorkovacích pipiet, do aspirátorov (uzatvárací roztok, nesmie reagovať so vzorkou)

### Uvedenie vzorky do roztoku

- rozpúšťanie vo vode (za zníženej, zvýšenej teploty)
- rozpúšťanie v zriedených, koncentrovaných kyselinách (HCl, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) a ich zmesiach (lúčavka kráľovská)
  - lúčavka kráľovská (HNO<sub>3</sub>: HCl = 1:3)
    - $3HCl + HNO_3 = NOCl + Cl_2 + H_2O$  (nitrozylchlorid sa taktiež rozkladá na chlór)
      - CoS, HgS, NiS rozpustné len v lúčavke kráľovskej na príslušné chloridy
- rozklad tavením, sintráciou (spekanie), čím sa získavajú zlúčeniny rozpustné vo vode, príp.
   kyselinách
  - tavenie
    - prebieha v téglikoch z Pt, Ni, ZrO<sub>2</sub>, oceľ za vyšších teplôt
      - téglik nesmie reagovať so vzorkou
    - môže byť:
      - alkalické (zásadité) využíva sa pre kyslé zložky vzorky
        - alkalicko-uhličitanové
          - v Pt téglikoch (ako tavidlo sa používa Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) pri t = 700 – 900°C
          - napr.  $BaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow BaCO_3 + Na_2SO_4$
        - alkalicko-lúhové

- (tavidlo KOH, NaOH) pri t = 500 600°C
- napr. bauxit, karbidy, sulfidy

#### alkalicko-oxidačné

- (tavidlo  $Na_2CO_3 + K_2CO_3$ ,  $NaOH + Na_2O_2$ )
- napr. Cr, Mo, W

#### alkalicko-redukčné

- (tavidlo NaOH + KCN, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + S)
- napr. Sn, Sb, As
- vyredukované kovy sa potom rozpúšťajú v kyseline

#### kyslé

- používa sa pre zásadité zložky vzorky
- o (tavidlo KHSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)

#### spekanie

- uskutočňuje sa pod teplotou topenia príslušného tavidla
- napr. Fe, Mo, silikáty
- využíva sa v hutníctve a metalurgii

### Zakoncentrovanie vzorky

- cieľom je zvýšenie koncentrácie analytu v roztoku
- pre mikrozložky ležiace pod medzou detekcie a stanovenie
- skoncentrovanie do malého objemu (chromatografia, separačné metódy destilácia, extrakcia, odparovanie rozpúšťadla...)

### Predbežné (orientačné) skúšky

- zmeny pri zahrievaní (v banke, skúmavke s malým množstvom látky)
  - sublimácia (amónne, ortuťnaté soli)
  - o topenie, praskanie (v dôsledku dehydratácie), uvoľňovanie plynu, zuhoľnatenie
  - o bez zmien

### skúšky v plameni

- o Pt-drôtik namočený v HCl sa vyžíha kvôli vyčisteniu
- o namočí sa do vzorky a strčí do plameňa
- pozoruje sa farebná zmena plameňa
  - Rb, Cs, K fialové
  - Sr, Li karmínovočervené
  - Ba, Tl, Cu zelené
  - Na žlté

## perličkové skúšky

- očko rozžeraveného Pt drôtika naplní hrudkou bóraxu a taví sa v plameni, kým nevznikne kvapka skloviny
- po ochladení sa na perličku zachytí malé množstvo skúmanej látky a perlička sa taví v oxidačnom a potom v redukčnom plameni
- o podľa farby perličky sa určí kov vo vzorke

### **Zrážanie**

- pôsobením zrážacieho činidla dôjde k vylúčeniu analytu vo forme zrazeniny
- podmienky zrážania:
  - vhodná voľba zrážadla, vhodné pH a T
  - o zrazenina musí byť filtrovateľná (kryštalická zrazenina)

- o zrážanie musí prebehnúť kvantitatívne
- o minimálna prítomnosť cudzích látok (premývanie zrazeniny)
- zrazenina môže byť:
  - koloidná
  - amorfná
  - kryštalická (najoptimálnejšia forma)

### koprecipitácia

- o spoluzrážanie, znečistenie zrazeniny je negatívnym javom
- o môže sa jednať o:
  - adsorpcia
    - fyzikálno-chemická väzba na povrchu zrazeniny
    - prechádza sa zrážaním pri vyššej teplote
  - oklúzia
    - mechanické strhávanie nečistôt z roztoku pri tvorbe kryštálov
  - indukované zrážanie
    - vznik zmesných kryštálov (zabudovanie iónov o rovnakej veľkosti ako zrážaný ión do kryštálovej mriežky)
- o dá sa jej zabrániť *rekryšatalizáciou* (zrenie zrazeniny)

### Filtrácia, premývanie

- oddelenie tuhej fázy od kvapaliny v roztoku
- na filtráciu sa využívajú
  - filtračné papiere
    - môžu mať rôznu veľkosť pórov
    - môžu byť popolové alebo bezpopolové (používajú sa v gravimetrii a zhoria na nič)
  - tégliky s poréznym dnom (fritou)
- dekantácia
  - premývanie zrazeniny v kadičke (vhodným roztokom, aby nedošlo k rozpusteniu zrazeniny)
- kvedlovanie
  - stieranie zrazeniny zo stien sklených nádob
  - o robí sa pomocou sklenej tyčinky ukončenej gumou

## Odparovanie, odkurovanie

- odparenie rozpúšťadla do sucha
- slúži na zakoncentrovanie analytu v porcelánovej miske
  - robí sa v kúpeľoch (vodný, olejový, pieskový)

### Sušenie žíhanie

- sušenie zbavenie od zvyškov vody
- žíhanie izolovaná forma zrazeniny sa prevedie na formu, ktorá je stechiometricky presne definovaná

### Kvalitatívna analýza katiónov

• je založená na vzniku ťažko rozpustných alebo nerozpustných solí (zrazenín), ktoré nie sú rozpustné vo vode, kyselinách, zásadách

### analytická reakcia

- chemická reakcia sprevádzaná výraznou zmenou fyzikálnych vlastností
- musí byť jednoduchá, rýchla, citlivá a charakteristická pre daný ión
- podľa selektivity sa delia na:
  - skupinové
    - dôkaz skupiny iónov s podobnými vlastnosťami
  - selektívne
    - pre obmedzený počet iónov
  - špecifické
    - za daných podmienok dokazujú len 1 ión
    - napr. Ni<sup>2+</sup> v prostredí NH<sub>4</sub>OH + Čugajevovo činidlo (1% etanolový roztok diacetyldioxímu) – vytvorí sa jahodovočervená zrazenina alebo  $I_3^-$  + amyláza – modrofialové sfarbenie

### Frezeniova sústava delenia katiónov (sulfidový spôsob delenia katiónov)

vznikajú sulfidy nerozpustné v kyselinách, NH₄OH a sulfidy rozpustné vo vode

Trieda	Katióny	Skupinové činidlo
I.	$Ag^+$ , $Hg_2^{2+}$ (dimér – ortuťný katión), $Pb^{2+}$ , $Tl^+$	zriedená HCl (1:1) za studena
II.	delenie na základe rozpustnosti v polysulfide amónnom A – nerozpúšťajú sa, B – rozpúšťajú sa	
Α	$Hg^{2+}$ , $Cu^{2+}$ , $Cd^{2+}$ , $Bi^{3+}$	plynný sulfán H₂S v kyslom prostredí (konc. HCl)
В	$As^{3+/5+}$ , $Sb^{3+/5+}$ , $Sn^{2+/4+}$ ( $W^{3+/6+}$ , $Mo^{3+/6+}$ , $V^{3+/4+/5+}$ )	
III.	$Ni^{2+}$ , $Co^{2+}$ , $Fe^{2+/3+}$ , $Mn^{2+}$ , $Cr^{3+}$ , $Al^{3+}$ , $Zn^{2+}$	sulfid amónny (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> S v amoniakálnom prostredí NH <sub>4</sub> OH
IV.	$Ba^{2+}$ , $Sr^{2+}$ , $Ca^{2+}$	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>
v.	$Mg^{2+}$ , $Li^+$ , $Na^+$ , $K^+$ , $NH_4^+$ (dokazuje sa ako prvé!) $(Rb^+,Cs^+)$	bez skupinového činidla

- sulfidy I. III. triedy nie sú rozpustné vo vode
  - $\circ$  I. a II. separujeme od III. na základe rozdielnych K<sub>S</sub> sulfidov (I. a II. K<sub>S</sub> <  $10^{-25}$ , III. K<sub>S</sub> > 10<sup>-25</sup>)
  - o vyzrážanie sa reguluje hodnotou pH:

$$\begin{array}{ccc} & & & H^+ & \\ \bullet & H_2S & \leftrightarrows & 2H^+ + S^{2-} \\ & OH^- & & \end{array}$$

- v kyslom prostredí [S<sup>2-</sup>] klesá vyzrážanie I. a II. triedy katiónov
- v zásaditom prostredí [S<sup>2−</sup>] stúpa vyzrážanie III. triedy katiónov
- katióny I. a II. triedy sa od seba oddelia vytvorením nerozpustných chloridov I. triedy
- sulfidy IV. a V. triedy sú rozpustné vo vode

# I.trieda katiónov

- $Ag^+, Hg_2^{2+}, Pb^{2+}, Tl^+$
- skupinové činidlo: zriedená HCl (1:1)
- reakcie so skupinovým činidlom:

 $\begin{array}{ll} \circ & AgNO_3 + HCl = \underline{AgCl} + HNO_3 & \text{biela tvarohovit\'a} \text{ zrazenina} \\ \circ & Hg_2(NO_3)_2 + 2HCl = \underline{Hg_2Cl_2} + 2HNO_3 & \text{biela hodv\'abna} \text{ zrazenina} \\ \end{array}$ 

- $O Pb(NO_3)_2 + 2HCl = PbCl_2 + 2HNO_3$
- biela kryštalická zrazenina
- po pridaní horúcej vody pravý roztok, po ochladení zrazenina
- reakcie s koncentrovaným NH₄OH:
  - $O AgCl + 2NH_4OH = [Ag(NH_3)_2]Cl + 2H_2O$

rozpustí sa (bezfarebný roztok)

- $\circ \quad Hg_2Cl_2 + 2NH_4OH = HgNH_2Cl + Hg + NH_4Cl + 2H_2O \ \ \text{\'eierna} \ \text{zrazenina}$
- $\circ \quad PbCl_2 + 2NH_4OH = \emptyset$

nereaguje (bez zmeny)

- reakcie s KI:
  - $\circ \quad AgNO_3 + KI = AgI + KNO_3$
- **špinavo zelená** zrazenina
- $0 \quad Hg_2(NO_3)_2 + 2KI = \underline{Hg_2I_2} + 2KNO_3$
- oranžová a čierna

 $Hg_2I_2 = HgI_2 + \underline{Hg}$ 

- Ordiizova a Cierria
- $HgI_2 + 2KI \rightarrow K_2[HgI_4]$ Nesslerovo činidlo – dôkaz  $NH_4^+$
- bezfarebný roztok (žltý nádych)
- $\circ \quad Pb(NO_3)_2 + 2KI = \underline{PbI_2} + 2KNO_3$
- **žltá** zrazenina

žltá zrazenina

- reakcie s H<sub>2</sub>S:
  - $\circ \quad 2AgNO_3 + H_2S = Ag_2S + 2HNO_3$
- čierna zrazenina
- $\circ \quad Hg_2(NO_3)_2 + H_2S = HgS + Hg + 2HNO_3$
- čierna zrazenina
- $o Pb(NO_3)_2 + H_2S = PbS + 2HNO_3$
- čierna zrazenina


- <u>špecifické reakcie:</u>
  - o  $2AgNO_3 + K_2Cr_2O_7 = Ag_2Cr_2O_7 + 2KNO_3$  červenohnedá zrazenina
  - $\circ Hg_2(NO_3)_2 + SnCl_2 + 2HCl = Hg + 2HNO_3 + SnCl_4$

čierna zrazenina

 $O Pb(NO_3)_2 + (NH_4)_2SO_4 = PbSO_4 + 2NH_4NO_3$ 

biela zrazenina

• schéma delenia katiónov I.triedy:



## II.trieda katiónov

- $\underline{A}$ :  $Hg^{2+}$ ,  $Cu^{2+}$ ,  $Cd^{2+}$ ,  $Bi^{3+}$ 
  - sulfidy nerozpustné v (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>x</sub>
- B:  $As^{3+/5+}$ .  $Sb^{3+/5+}$ .  $Sn^{2+/4+}$  ( $W^{3+/6+}$ .  $Mo^{3+/6+}$ .  $V^{3+/4+/5+}$ )

- o sulfidy rozpustné v (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>x</sub>
- **skupinové činidlo:** plynný sulfán H<sub>2</sub>S v kyslom prostredí (konc. HCl)
- vodné roztoky  $Bi^{3+}$ ,  $Sb^{3+}$ ,  $Sb^{5+}$  hydrolyzujú a tvoria **biele** zrazeniny
  - $\circ$   $SbCl_3 + H_2O \rightarrow 2HCl + SbOCl$
  - $\circ$   $BiCl_3 + H_2O \rightarrow 2HCl + BiOCl$
- reakcie so skupinovým činidlom
  - $\circ$   $2AsCl_3 + 3H_2S = 6HCl + As_2S_3$  (silne kyslé prostredie) **žltá** zrazenina rozpustnosť v polysulfidoch:

$$\begin{aligned} &2\underline{As_2S_3} + (NH_4)_2S_5 + 5(NH_4)_2S = 4(NH_4)_3AsS_4 \\ &2(NH_4)_3AsS_4 + 6HCl = 3H_2S + 6NH_4Cl + As_2S_5 \end{aligned}$$
 žltá

 $\circ \quad CdSO_4 + H_2S = H_2SO_4 + \underline{CdS}$ 

kanárikovo žltá zrazenina (možno považovať za špecifickú reakciu)

o  $HgCl_2 + H_2S = 2HCl + \underline{HgS}$  čierna zrazenina rozpustná len v lúčavke kráľovskej:

$$\underline{HgS} + 6HCl + 2HNO_3 = 3HgCl_2 + 3S + 2NO + 4H_2O$$
 dokazuje sa

- $\begin{array}{ll} \circ & \textit{CuSO}_4 + \textit{H}_2\textit{S} = \textit{H}_2\textit{SO}_4 + \underline{\textit{CuS}} & \textbf{čierna} \text{ zrazenina} \\ & 3\underline{\textit{CuS}} + 8\textit{HNO}_3 = 3\textit{Cu}(\textit{NO}_3)_2 + 3\textit{S} + 2\textit{NO} + 4\textit{H}_2\textit{O} & \textbf{dokazuje sa} \end{array}$
- $\circ$   $2Bi(NO_3)_2 + 3H_2S = 6HNO_3 + Bi_2S_3$  hnedočierna zrazenina
- $\circ$  2SbCl<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>S = 6HCl + Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (kyslé prostredie) **oranžová** zrazenina
- $\circ$   $SnCl_2 + H_2S = 2HCl + SnS$  (kyslé prostredie) **svetlohnedá** zrazenina
- reakcie s KI:
  - Cd<sup>2+</sup> a II.B nezráža
  - $\begin{array}{ll} \circ & HgCl_2+2KI=2KCl+HgI_2 & {\rm oran\tt \~zovo\~cerven\'y}\ {\rm roztok} \\ & HgI_2+2KI=K_2[HgI_4] & {\rm Nesslerovo\ \~cinidlo} \end{array}$
  - $\circ 2CuSO_4 + 4KI = 2\underline{CuI} + 2K_2SO_4 + I_2$ biela zrazenina+hnedočervený roztok
  - $\begin{array}{ll} \circ & Bi(NO_3)_3 + 3KI = 3KNO_3 + \underline{BiI_3} & \textbf{hnedá} \ \text{zrazenina} \\ & \underline{BiI_3} + KI = K[BiI_4] & \textbf{žltý} \ \text{roztok} \\ & \underline{BiI_3} + H_2O = \underline{BiOI} + 2HI & \textbf{červená} \ \text{zrazenina} \\ \end{array}$
- reakcie s K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>:
  - o nezráža II.B triedu, len II.A
- reakcie s KSCN (NH₄SCN):
  - $\begin{array}{ll} \circ & HgCl_2 + 2NH_4SCN = 2NH_4Cl + Hg(SCN)_2 \\ & Hg(SCN)_2 + 2NH_4SCN = (NH_4)_2[Hg(SCN)_4] \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \textbf{biela} \ \text{zrazenina} \\ & \textbf{Monteguiho \"{c}ii} \\ & \text{``specifick\'{y}ch real} \end{array}$

*Monteguiho činidlo* (pri špecifických reakciách Cu<sup>2+</sup> a Zn<sup>2+</sup>)

- reakcie s KOH:
  - $\begin{array}{ll} \circ & \textit{CuSO}_4 + 2KOH = \underline{\textit{Cu}(OH)_2} + 2K_2SO_4 & \textbf{modr\'a} \ \text{zrazenina} \\ & \text{varom: } \textit{Cu}(OH)_2 = \underline{\textit{CuO}} + H_2O & \textbf{\'eierna} \ \text{zrazenina} \\ \circ & \textit{CdSO}_4 + 2KOH = \underline{\textit{Cd}(OH)_2} + 2K_2SO_4 & \textbf{biela} \ \text{zrazenina} \\ \circ & \textit{BiCl}_3 + 3KOH = Bi(OH)_3 + 3KCl & \textbf{biela} \ \text{zrazenina} \\ \end{array}$