



Záver:
- kvasinky a cukrom kvasili CO_2 , ktorý vznikol pri kvasení
- kvasinky kvasili CO_2 , ktorý vznikol pri kvasení

Úloha 3: Tvorba CO_2 v priebehu metabolizmu kvasiniek

Materiál a pomôcky: pečárenské kvasnice (droždia), Vernier LabQuest, sonda na

meranie CO_2

Chemikálie: cukor, voda

Postup:

1. Do nádob dajte kúsok droždia, vlažnej vody a cukru.
2. Obsah premiešajte.
3. Na nádobu pripojte sondu na meranie obsahu CO_2 .
4. Nádobu umiestnite na teplé miesto a pozorujte - postrehy z pozorovania zapíšte a nakreslite.

Záver:
- kvasinky a cukrom kvasili CO_2 , ktorý vznikol pri kvasení
- kvasinky a cukrom kvasili CO_2 , ktorý vznikol pri kvasení

